




Audibel | Données techniques

CIC

Semi-profond

Plage
d'application

- L
- M
- P
- UP



Aris AI 24 | 20 | 16

Guide des couleurs

Couleurs de la plaque



Couleurs de la conque



Fonctions utilisateur

- Indice de protection : IP68
- Technologie anti-acouphènes
- Connectivité sans fil

Technologie d'Aris AI

- Technologie de surveillance de la santé personnelle avec capteurs intégrés et intelligence artificielle
- Compatible avec les accessoires StarLink 2.0 et StarLink Edge

	L	M	P	UP	Matrix : L, M, P, UP Taille de la pile : 312
Mesures					
Niveau de sortie max. OSPL90 crête (dB SPL)	109	113	117	125	
Niveau de sortie max. OSPL90 HFA (dB SPL)	104	109	113	121	
Gain de crête (dB)	42	51	60	67	
Gain maximal HFA (dB)	36	47	54	63	
Bande passante (Hz)	< 100-9400	< 100-8500	< 100-6600	< 100-5800	
Fréquences HFA (kHz)	1.0, 1.6, 2.5	1.0, 1.6, 2.5	1.0, 1.6, 2.5	1.0, 1.6, 2.5	
Gain du test de référence (dB)	27	32	36	44	
Bruit d'entrée équivalent (dB SPL) <i>Expansion activée (par défaut)</i>	15	15	15	15	
Bruit d'entrée équivalent (dB SPL) <i>Expansion désactivée</i>	25	25	25	25	
Distorsion harmonique					
500 Hz (%)	< 3	< 3	< 3	< 3	
800 Hz (%)	< 3	< 3	< 3	< 3	
1 600 Hz (%)	< 3	< 3	< 3	< 3	
Autonomie estimée de la pile pour une journée de 16 heures					
Sans diffusion (jours)	Jusqu'à 8	Jusqu'à 8	Jusqu'à 8	Jusqu'à 8	
Avec diffusion (jours)	Jusqu'à 7	Jusqu'à 7	Jusqu'à 7	Jusqu'à 7	
Consommation de la pile (mA)	1,3	1,3	1,3	1.4	
Stimulus thérapeutique des acouphènes					
Niveau de sortie RMS max. (dB SPL)	87	87	87	87	
Niveau de sortie RMS pondéré (dB SPL)	87	87	87	87	
Niveau de sortie 1/3 d'octave max. (dB SPL)	87	87	87	87	

L

Niveau de sortie max. OSPL90 ● Gain max. FOG 50 ●

Gain max. FOG 50 (dB)

Fréquences (Hz)

Niveau de sortie max. OSPL90 (dB SPL)

M

Niveau de sortie max. OSPL90 ● Gain max. FOG 50 ●

Gain max. FOG 50 (dB)

Fréquences (Hz)

Niveau de sortie max. OSPL90 (dB SPL)

P

Niveau de sortie max. OSPL90 ● Gain max. FOG 50 ●

Gain max. FOG 50 (dB)

Fréquences (Hz)

Niveau de sortie max. OSPL90 (dB SPL)

UP

Niveau de sortie max. OSPL90 ● Gain max. FOG 50 ●

Gain max. FOG 50 (dB)

Fréquences (Hz)

Niveau de sortie max. OSPL90 (dB SPL)

Audibel, Aris et StarLink sont des marques commerciales de Starkey Laboratories, Inc.
©2025 Starkey Laboratories, Inc. Tous droits réservés. 5/25 SPEC3106-00-FR-AB







Audibel | Données techniques

CIC

Semi-profond

Aris AI 24 | 20 | 16



Temps de latence (ms) 4,3

Temps d'attaque (ms) 3

Temps de sortie (ms) 60




Audibel | Données techniques

CIC

Semi-profond

Plage
d'application

UP-



Aris AI 24 | 20 | 16

Guide des couleurs

Couleurs de la plaque



Couleurs de la conque



Fonctions utilisateur

- Indice de protection : IP68
- Technologie anti-acouphènes
- Connectivité sans fil

Technologie d'Aris AI

- Technologie de surveillance de la santé personnelle avec capteurs intégrés et intelligence artificielle
- Compatible avec les accessoires StarLink 2.0 et StarLink Edge

UP-

Matrix : UP-
Taille de la pile : 312

Mesures

ANSI/IEC
Coupleur 2cc

Niveau de sortie max. OSPL90 crête (dB SPL)	119
Niveau de sortie max. OSPL90 HFA (dB SPL)	116
Gain de crête (dB)	65
Gain maximal HFA (dB)	59
Bande passante (Hz)	< 100-6200
Fréquences HFA (kHz)	1.0, 1.6, 2.5
Gain du test de référence (dB)	39
Bruit d'entrée équivalent (dB SPL) <i>Expansion activée (par défaut)</i>	15
Bruit d'entrée équivalent (dB SPL) <i>Expansion désactivée</i>	25
Distorsion harmonique	
500 Hz (%)	< 3
800 Hz (%)	< 3
1 600 Hz (%)	< 3


Autonomie estimée de la pile pour une journée de 16 heures

Sans diffusion (jours)	Jusqu'à 8
Avec diffusion (jours)	Jusqu'à 7
Consommation de la pile (mA)	1,3


Stimulus thérapeutique des acouphènes

Niveau de sortie RMS max. (dB SPL)	87
Niveau de sortie RMS pondéré (dB SPL)	87
Niveau de sortie 1/3 d'octave max. (dB SPL)	87

UP-



UP-



Temps de latence (ms)	4,3
Temps d'attaque (ms)	3
Temps de sortie (ms)	60