




Starkey | Datos técnicos

RIC R

Receptor en el canal recargable



G Series AI 16 | 12 | 10

Guía de colores




Colores estándar



Características del paciente

- Calificación de IP: 68
- Tecnología Tinnitus
- Conectividad inalámbrica
- Batería recargable
- Doble radio (2,4 GHz)
- Compatible con accesorios StarLink

	L	M	P	Matrices: L, M, P Batería: iones de litio
Medición	Acoplador de 2 cc ANSI/IEC	Acoplador de 2 cc ANSI/IEC	Acoplador de 2 cc ANSI/IEC	
OSPL90 máximo (dB SPL)	107	117	120	
HFA OSPL90 (dB SPL)	101	113	116	
Ganancia máxima (dB)	43	50	60	
Ganancia total HFA (dB)	36	47	56	
Rango de frecuencia (Hz)	<100-7700	<100-7800	<100-7800	
Frecuencias HFA (kHz)	1,0; 1,6; 2,5	1,0; 1,6; 2,5	1,0; 1,6; 2,5	
Ganancia de prueba de referencia (dB)	24	36	39	
Ruido de entrada equivalente (dB)	24	24	24	
Distorsión armónica				
500 Hz (%)	<3	<3	<3	
800 Hz (%)	<3	<3	<3	
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	
Duración estimada de la batería de iones de litio*				
Sin transmisión (horas)	Hasta 50	Hasta 50	Hasta 50	
Con transmisión (horas)	Hasta 38	Hasta 38	Hasta 38	
Corriente de la batería (mA)	0,5	0,5	0,5	



* Los resultados variarán según el uso inalámbrico.

Starkey, G Series y StarLink son marcas comerciales de Starkey Laboratories, Inc.


©2025 Starkey Laboratories, Inc. Todos los derechos reservados. 8/25 SPEC3107-00-LS-ST



Starkey | Datos técnicos

RIC R ESTUCHE PERSONALIZADO

Receptor en el canal recargable



G Series AI 16 | 12 | 10

Guía de colores

Colores estándar



Características del paciente

- Calificación de IP: 68
- Tecnología Tinnitus
- Conectividad inalámbrica
- Batería recargable
- Doble radio (2,4 GHz)
- Compatible con accesorios StarLink

	L	M	P	UP	Matrices: L, M, P, UP Batería: iones de litio
Medición	Acoplador de 2 cc ANSI/IEC	Acoplador de 2 cc ANSI/IEC	Acoplador de 2 cc ANSI/IEC	Acoplador de 2 cc ANSI/IEC	
OSPL90 máximo (dB SPL)	107	117	120	125	
HFA OSPL90 (dB SPL)	111	113	116	122	
Ganancia máxima (dB)	43	50	60	67	
Ganancia total HFA (dB)	36	47	56	64	
Rango de frecuencia (Hz)	<100-7700	<100-7800	<100-7800	<100-5800	
Frecuencias HFA (kHz)	1,0; 1,6; 2,5	1,0; 1,6; 2,5	1,0; 1,6; 2,5	1,0; 1,6; 2,5	
Ganancia de prueba de referencia (dB)	24	36	39	45	
Ruido de entrada equivalente (dB)	24	24	24	24	
Distorsión armónica					
500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	
Duración estimada de la batería de iones de litio*					
Sin transmisión (horas)	Hasta 50	Hasta 50	Hasta 50	Hasta 50	
Con transmisión (horas)	Hasta 38	Hasta 38	Hasta 38	Hasta 38	
Corriente de la batería (mA)	0,5	0,5	0,5	0,7	

* Los resultados variarán según el uso inalámbrico.

Starkey, G Series y StarLink son marcas comerciales de Starkey Laboratories, Inc.
©2025 Starkey Laboratories, Inc. Todos los derechos reservados. 8/25 SPEC3107-00-LS-ST



Starkey | Datos técnicos

RIC R

Receptor en el canal recargable










Starkey | Datos técnicos

RIC R ^{ESTUCHE} PERSONALIZADO

Receptor en el canal recargable

G Series AI 16 | 12 | 10



Latencia (ms) 4,3

Tiempo de ataque (ms) 3

Tiempo de liberación (ms) 60

Starkey, G Series y StarLink son marcas comerciales de Starkey Laboratories, Inc.

©2025 Starkey Laboratories, Inc. Todos los derechos reservados. 8/25 SPEC3107-00-LS-ST




Starkey | Datos técnicos

RIC R

ESTUCHE PERSONALIZADO

Receptor en el canal recargable



G Series AI 16 | 12 | 10

Guía de colores

Colores estándar





Características del paciente

- Calificación de IP: 68
- Tecnología Tinnitus
- Conectividad inalámbrica
- Batería recargable
- Doble radio (2,4 GHz)
- Compatible con accesorios StarLink

	UP-	Matrices: UP- Batería: iones de litio
--	-----	--

Medición	Acoplador de 2 cc ANSI/IEC
OSPL90 máximo (dB SPL)	120
HFA OSPL90 (dB SPL)	116
Ganancia máxima (dB)	65
Ganancia total HFA (dB)	60
Rango de frecuencia (Hz)	<100-5800
Frecuencias HFA (kHz)	1,0; 1,6; 2,5
Ganancia de prueba de referencia (dB)	39
Ruido de entrada equivalente (dB)	24
Distorsión armónica	
500 Hz (%)	<3
800 Hz (%)	<3
1600 Hz (%)	<3
Duración estimada de la batería de iones de litio*	
Sin transmisión (horas)	Hasta 40
Con transmisión (horas)	Hasta 35
Corriente de la batería (mA)	0,7



Latencia (ms)	4,3
Tiempo de ataque (ms)	3
Tiempo de liberación (ms)	60

* Los resultados variarán según el uso inalámbrico.

Starkey, G Series y StarLink son marcas comerciales de Starkey Laboratories, Inc.

©2025 Starkey Laboratories, Inc. Todos los derechos reservados. 8/25 SPEC3107-00-LS-ST