

StarLink Edge TV Streamer



TECHNISCHE DATEN

	StarLink Edge TV Streamer
Maße	67 mm x 51.5 mm x 18.2 mm
Gewicht	34,5 Gramm (1.22oz)
Stromanschluss	USB-C; Der TV-Streamer muss eingesteckt sein, um zu funktionieren.
Stromversorgung	100 VAC bis 240 VAC, 50 Hz bis 60 Hz
Übertragungsfrequenz	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Ausgangsleistung	21 dBm (EIRP) - Modell 810 10 dBm (EIRP) - Modell 811
Audio-Eingang	Analog 3,5 mm Digital Toslink
Streaming-Reichweite	Bis zu 15 Meter
Farbe	Schwarz
Wireless Anbindung	Koppeln Sie unbegrenzt Hörsysteme pro TV-Streamer. Bis zu 10 TV-Streamer pro Set von Hörsystemen.
Unterstützte digitale Audioformate	Stereo PCM
Betriebstemperatur	0 °C (32 °F) bis 40 °C (104 °F)
Temperatur bei Lagerung	-40° C (-40 °F) bis +60° C (140 °F)
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10% rH bis 95% rH
Normen	In Übereinstimmung mit allen einschlägigen Normen.